


Anticuerpo Monoclonal Anti-Annexina A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07355

Número de artículo: CM0003749



Introducción

Ac m de Conejo anti-Annexina A2 validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Una proteína de unión a membrana regulada por calcio implicada en la coagulación, la fibrinólisis y la investigación del cáncer. El producto se dirige a SWISS P07355.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac m de Conejo anti-Annexina A2
Observaciones/Alias	P36, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, PAP-IV, HEL-S-270, Annexina A2
Especie	Humano
ID de Gen	302
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07355
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo