

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-AP3S2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P59780

Número de artículo: CM0021560

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-AP3S2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta AP3S2 de humano, ratón y rata, una subunidad del complejo AP-3 implicada en el tráfico de vesículas desde el Golgi al lisosoma. Para estudios de transporte celular y lisosomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AP3S2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP3S3; sigma3b; AP3S2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10239
ID de gen	10239
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de la AP3S2 humana (NP_005820.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P59780
Peso molecular de proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo