

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Apbb1 Para Wb, Elisa - 000213

Número de artículo: CM0024557



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a APBB1 (FE65) humano para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para el estudio de la respuesta al daño del ADN, la regulación transcripcional y las vías de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APBB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	322
ID del Gen	322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 359-708 de APBB1 humano (NP_663722.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policloniales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00213
Peso de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo