


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aplp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51693

Número de artículo: CM0026913



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra APLP1 humana (proteína 1 similar al precursor beta amiloide). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APLP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APLP; APLP1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	333
ID del gen	333
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 285-490 de la APLP1 humana (NP_005157.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P51693
Peso molecular de la proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo