

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apoa4 Para Wb, Elisa - P06727

Número de artículo: CM0007370



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra APOA4 humano. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación del metabolismo de lípidos, estudios de transporte de colesterol y desarrollo de diagnósticos. Funciona en muestras humanas. Anticuerpo de alta afinidad dirigido a los aminoácidos 21-396. Reconoce una proteína de ~45kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOA4 Conejo mAb
Observaciones/Alias	APOA4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	337
ID de Gen	337
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-396 de APOA4 humano (NP_000473.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06727
Peso de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo