

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apol1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14791

Número de artículo: CM0012273



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra APOL1 humana, apto para WB, IF/ICC, ELISA. APOL1 participa en el transporte de lípidos y la lisis de tripanosomas, ideal para investigación en metabolismo y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb anti-APOL1 de conejo                                                                                                      |
| Notas / Alias       | APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1                                                                                             |
| Especie             | Humana                                                                                                                        |
| GeneID (Humana)     | 8542                                                                                                                          |
| GeneID              | 8542                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-398 de APOL1 humana (O14791) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                        |
| SWISS               | O14791                                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 44kDa                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                |