


Anticuerpo Policlonal Anti-Apolipoproteína C3 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P02656

Número de artículo: CM0017647



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Apolipoproteína C3 humana (APOC3), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en metabolismo lipídico y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Apolipoproteína C3
Observaciones/Alias	Apo-C3; ApoC-3; APOCIII; Apolipoprotein C3
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	345
ID del Gen	345
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-99 de la Apolipoproteína C3 humana (NP_000031.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02656
Peso de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo