

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apolipoproteína M (ApoM) Para Elisa, If/Icc - O95445

Número de artículo: CM0011080



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Apolipoproteína M (ApoM) de alta calidad validado para ELISA, IF/ICC e IF-P. Reconoce la ApoM humana, una proteína secretada de transporte lipídico; ideal para investigación cardiovascular y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-ApoM
Observaciones/Alias	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
Especie	Humano
ID del Gen	55937
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la ApoM humana (O95445)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95445
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo