


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aqp5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55064

Número de artículo: CM0025545



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Acuaporina-5 (AQP5), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar canales de agua en la función de las glándulas salivales, la disminución del volumen regulador y la biología de las glándulas sudoríparas ecrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AQP5
Observaciones/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Especie	Humano
ID del Gen	362
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 166-265 de la AQP5 humana (NP_001642.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55064
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo