

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Aqp9 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43315

Número de artículo: CM0025049

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra AQP9 humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Para investigación sobre transporte de glicerol/agua, gluconeogénesis hepática y toxicidad por arsénico. - O43315

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AQP9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SSC1, AQP-9, T17287, HsT17287, AQP9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	366
GeneID	366
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 211-295 de la AQP9 humana (NP_066190.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43315
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo