

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aqr Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60306

Número de artículo: CM0027331



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la helicasa de ARN aquarius (AQR/IBP160). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Este anticuerpo es ideal para estudiar el splicing de pre-ARNm, la biogénesis de snoRNP y la actividad de la helicasa de ARN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | AQR Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | IBP160; fSAP164; AQR                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GenelD (Humano)     | 9716                                                                                                                                |
| GenelD              | 9716                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-700 de la AQR humana (NP_055506.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | O60306                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 171 kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |