


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acuaporina-10 (Aqp10) Para Wb Y Elisa - Q96Ps8

Número de artículo: CM0029817



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Acuaporina-10 humana (AQP10). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Detecta una banda de ~32 kDa; adecuado para la investigación del transporte de glicerol y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	AQP10 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AQPA_HUMAN; AQP10
Especie	Humano
GeneID (humano)	89872
GeneID	89872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 209-301 de la AQP10 humana (NP_536354.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96PS8
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo