


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arf1 Para Wb, Elisa - P84077

Número de artículo: CM0024098



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ARF1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta ARF1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de tráfico del aparato de Golgi, plasticidad sináptica y activación de la toxina del cólera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PVNH8; ARF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	375
GeneID	375
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-181 de ARF1 humano (NP_001649.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84077
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo