


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arfgap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6H7

Número de artículo: CM0023487



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARFGAP2, una proteína activadora de GTPasa para ARF1 implicada en el transporte RE-Golgi. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARFGAP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRZ; ZFP289; ZNF289; NBLA10535; ARFGAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84364
GeneID	84364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 242-521 de ARFGAP2 humana (NP_115765.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6H7
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo