

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Argonaute-2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Número de artículo: CM0004710



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Argonaute-2 validado por KD para Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de interferencia de ARN y silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Argonaute-2
Observaciones/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27161
GeneID	27161
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 101-200 de la Argonaute-2 humana (NP_036286.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKV8
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo