

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgap25 Para Wb, Elisa - P42331

Número de artículo: CM0017417



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARHGAP25, validado para Western blot y ELISA. Detecta ARHGAP25 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de señalización de Rho GTPasa. - P42331

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ARHGAP25
Observaciones/Alias	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9938
ID del Gen	9938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-370 de ARHGAP25 humano (NP_001159748.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42331
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo