

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arl4A Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40617

Número de artículo: CM0019054

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARL4A humano, validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con la proteína ARL4A de humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el tráfico de membrana mediado por pequeñas GTPasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARL4A Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARL4; ARL4A
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	10124
ID Gen	10124
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-200 de ARL4A humano (NP_001032241.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40617
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo