

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Armet/Arp/Manf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P55145

Número de artículo: CM0025156



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MANF humano (ARMET/ARP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de factores neurotróficos y estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo ARMET/ARP/MANF
Observaciones/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7873
GeneID	7873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-182 de ARMET/ARP/MANF humano (NP_006001.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55145
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo