

Anticuerpo Policlonal Anti-Arx Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qs3

Número de artículo: CM0020607

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARX humano, un factor de transcripción homeobox involucrado en el desarrollo cerebral y la diferenciación de células pancreáticas. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARX Conejo pAb
Observaciones/Alias	ISSX; PRTS; CT121; EIEE1; MRX29; MRX32; MRX33; MRX36; MRX38; MRX43; MRX54; MRX76; MRX87; MRXS1; ARX
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	170302
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500 al extremo C-terminal de ARX humano (NP_620689.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96QS3
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo