

Anticuerpo Policlonal Anti-Atad3B Para Wb, Elisa - Q5T9A4

Número de artículo: CM0026639

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATAD3B humana, validado para Western blot y ELISA. Este anticuerpo detecta una proteína de 73 kDa de la membrana interna mitocondrial implicada en la biología de células madre y el cáncer, ideal para investigaciones sobre la red mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATAD3B pAb de conejo
Observaciones/Alias	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3B
Especie	Humana
GeneID (Humano)	83858
GeneID	83858
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de ATAD3B humana (NP_114127.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q5T9A4
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo