

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atf5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q9Y2D1

Número de artículo: CM0021088

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATF5 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta una banda de ~31 kDa en Western blot. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en regulación de la transcripción y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ATF5
Observaciones/Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	22809
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-282 de ATF5 humano (NP_036200.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2D1
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo