

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atg10 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q9H0Y0

Número de artículo: CM0008394

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ATG10 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con ATG10 humano y de ratón, ideal para la investigación de la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ATG10
Observaciones/Alias	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Especie	Humano
ID del gen (humano)	83734
ID del gen	83734
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 121-220 de ATG10 humano (Q9H0Y0)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9H0Y0
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo