

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atg12 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O94817

Número de artículo: CM0007028



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra ATG12 detecta la proteína ATG12 humana y murina (15 kDa) en WB, IHC-P, IP y ELISA. Ideal para estudios de autofagia e interacción huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ATG12
Observaciones/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Especie	Humano
GeneID (humano)	9140
GeneID	9140
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ATG12 humana (NP_004698.3)
Fuente	Cornejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O94817
Peso molecular	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo