

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Atoh1 Para Wb, Elisa - Q92858

Número de artículo: CM0003063

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra ATOH1 humano (MATH-1), validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación de neurogénes y pérdida auditiva; detecta una banda de 38 kDa. SWISS: Q92858.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ATOH1 Rabbit mAb                                                                                              |
| Observaciones/Alias | ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                        |
| GeneID              | 474 (Humano)                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ATOH1 humano (Q92858) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                      |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                        |
| SWISS               | Q92858                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                |