


Anticuerpo Monoclonal Anti-Atp1A4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13733

Número de artículo: CM0007234



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el ATP1A4 humano (subunidad alfa-4 específica de espermatozoides de la Na/K-ATPasa). Adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para la investigación sobre la motilidad espermática, capacitación y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP1A4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
Especie	Humano
GeneID (humano)	480
GeneID	480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-530 del ATP1A4 humano (NP_653300.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13733
Peso Proteico	19KDa/114KDa
Envío	Bolsa de hielo