


Anticuerpo Policlonal Anti-Atp5A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25705

Número de artículo: CM0029425



Introducción

Validado en WB, IF/ICC, ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la ATP5A1 humana (subunidad alfa de la ATP sintasa F1), reaccionando de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación mitocondrial y estudios de metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP5A1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	498
ID del Gen	498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la ATP5A1 humana (NP_004037.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25705
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo