

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp5L Para Wb, If/Icc, Elisa - O75964

Número de artículo: CM0026159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ATP5L humana (subunidad g de membrana de la ATP sintasa), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la ATP sintasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP5L pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATP5L; ATP5JG
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10632
ID de Gen	10632
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-103 de la ATP5L humana (NP_006467.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75964
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo