

Anti-Atp6 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00848

Número de artículo: CM0030522

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que dirige a ATP6 (subunidad a del complejo F(0) de la ATP sintasa, también conocida como MT-ATP6) para aplicaciones de Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Detecta ATP6 humano y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MT-ATP6, MTATP6, ATPASE6
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	4508
ID de Gen (Ratón)	17705
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 127-226 de ATP6 de ratón (NP_904333.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00848
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo