

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp6V1G2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95670

Número de artículo: CM0023654

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-ATP6V1G2 de CamelBio detecta la subunidad G2 de la V-ATPasa (14 kDa) en muestras humanas, de ratón y rata mediante WB, IHC-P, ELISA para la investigación de la bomba de protones vacuolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ATP6V1G2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	534
GeneID	534
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-100 del ATP6V1G2 humano (NP_569730.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95670
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo