

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp7A Para Wb Y Elisa - Q04656

Número de artículo: CM0027360



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ATP7A de alta especificidad validado para WB y ELISA. Detecta ATP7A humana con reactividad cruzada a rata. Ideal para la investigación de la homeostasis del cobre, la enfermedad de Menkes y la función neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP7A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MK; MNK; DSMAX; SMAX3; ATP7A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	538
ID de Gen	538
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-79 de la ATP7A humana (NP_000043.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q04656
Peso Proteico	11-172 kDa
Envío	Bolsa de hielo