

Anticuerpo Monoclonal Anti-Atp8 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P03928

Número de artículo: CM0005264



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ATP8 de alta calidad (P03928) validado para Western blot, IP, IHC-P y ELISA. Reacciona con la subunidad 8 del complejo F(0) de la ATP sintasa humana y de rata, con un peso molecular de 8 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Anti-ATP8 de conejo
Notas/Alias	ATPase8; MTATP8; ATP8
Especie	Humano
GeneID (humano)	4509
GeneID	4509
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-68 de la proteína ATP8 humana (YP_003024030.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P03928
Peso Molecular de la Proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo