


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atpif1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uii2

Número de artículo: CM0005362



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ATPIF1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con ATPIF1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de función mitocondrial, inhibición de la ATPasa y síntesis de hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATPIF1 mAb de Conejo
Observaciones / Alias	IP; ATPi; ATPIP; ATPIF1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	93974
ID de Gen	93974
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-106 del ATPIF1 humano (NP_057395.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Uii2
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo