


Anticuerpo Policlonal Anti-Aurka Para Wb Y Elisa - O14965

Número de artículo: CM0018025



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la quinasa Aurora A (AURKA) humana, una quinasa mitótica clave. Validado para Western blot y ELISA, detecta una banda de ~46 kDa utilizando un inmunógeno recombinante (1-130 aa). Adecuado para investigación en oncología y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo AURKA
Observaciones/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6790
Inmunógeno	Proteína Recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de AURKA humana (NP_940837.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14965
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo