

Anticuerpo Policlonal Anti-Axin2 Para Wb, Elisa - Q9Y2T1

Número de artículo: CM0019468



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AXIN2 humano (Axin-2/Conductina) validado para western blot y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Una herramienta esencial para la investigación de la vía de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra AXIN2
Notas/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	8313
ID de Gen	8313
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400-500 de AXIN2 humano (NP_004646.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2T1
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo