

Mab De Conejo Anti-Baf57/Smarce1 Para Wb, If/Icc, Ip Y Elisa - Q969G3

Número de artículo: CM0012351



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra BAF57/SMARCE1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC, inmunoprecipitación y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una subunidad de remodelación de la cromatina esencial para la neurogénesis y la regulación génica. Ideal para investigaciones en epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo BAF57/SMARCE1
Observaciones/alias	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6605
ID del gen	6605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-100 de BAF57/SMARCE1 humano (NP_003070.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q969G3
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo