

Anticuerpo Policlonal Anti-Baiap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqb8

Número de artículo: CM0026780



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra BAIAP2 (proteína 2 asociada a BAI/IRSp53). Adecuado para Western blot, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios del citoesqueleto de actina y del desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BAIAP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
Especie	Humano
ID del Gen	10458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 362-521 de BAIAP2 humano (NP_059344.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQB8
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo