


Anticuerpo Policlonico Anti-Bax Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07812

Número de artículo: CM0013150



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la Bax humana (BCL2 Associated X). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis. Inmunógeno: péptido sintético (aa 1-100).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Bax Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCL2 Associated X, Proteína 4 similar a Bcl-2, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	581
ID del Gen	581
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Bax humana (NP_620116.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07812
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo