

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bbs10 Para Wb, Elisa - Q8Tam1

Número de artículo: CM0027511

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo Anti-BBS10 validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta BBS10 humano y de ratón (~81 kDa). Ideal para el estudio de ciliopatías, ensamblaje del BBSoma y funciones de chaperona molecular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BBS10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C12orf58; BBS10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79738
GeneID	79738
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 474-723 del BBS10 humano (NP_078961.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TAM1
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo