


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Bcap29 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq4

Número de artículo: CM0030881



Introducción

El pAb de conejo anti-BCAP29 detecta BCAP29 (proteína asociada al receptor de linfocitos B 29) humano, de ratón y de rata en WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para el estudio del transporte retículo endoplásmico-Golgi y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-BCAP29
Observaciones/Alias	B29; BAP29; BCAP29
Especie	Humana
GeneID	55973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-241 de BCAP29 humana (NP_061332.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHQ4
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo