

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bcl2L14/Bclg Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzr8

Número de artículo: CM0003616

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra BCL2L14/BCLG humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre apoptosis y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra BCL2L14/BCLG
Observaciones/Alias	BCLG; BCL2L14/BCLG
Especie	Humana
GeneID (Humana)	79370
GeneID	79370
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de BCL2L14/BCLG humana (Q9BZR8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZR8
Peso proteico	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo