

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Beta-Galactosidasa (Glb1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16278

Número de artículo: CM0007386



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Beta-galactosidasa humana (GLB1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para detectar GLB1 en investigación de lisosomas y elastogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Beta-galactosidasa (GLB1)
Observaciones/Alias	GLB1; EBP; ELNR1; MPS4B; beta-galactosidasa
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2720
Inmunógeno	Proteína recombinante de Beta-galactosidasa humana (GLB1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P16278
Peso Molecular de la Proteína	60kDa/72kDa/76kDa
Envío	Bolsa de hielo