


Anticuerpo Policlonal Anti-Bif-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y371

Número de artículo: CM0016020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Bif-1 humano (Endofilina-B1, CGI-61), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Bif-1 regula la dinámica mitocondrial, la apoptosis y la autofagia. Para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Nombre del producto	Bif-1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Especie	Humano
GeneID (humano)	51100
GeneID	51100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-365 de Bif-1 humano (NP_057093.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9Y371
Peso molecular	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo