

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bloc1S3 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Qny0

Número de artículo: CM0023339

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BLOC1S3 humano, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la biogénesis de orgánulos relacionados con lisosomas, incluidos los estudios del complejo BLOC-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BLOC1S3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RP; HPS8; BLOS3; BLOC1S3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	388552
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-202 de BLOC1S3 humano (NP_997715.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6QNY0
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo