

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bmp15 Para Wb, Elisa - 095972

Número de artículo: CM0010729

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra BMP15 humano (O95972). Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en foliculogénesis y crecimiento de células de la granulosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BMP15 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ODG2; POF4; GDF9B; BMP15
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9210
ID de gen	9210
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia localizada entre los aminoácidos 293-392 de BMP15 humano (O95972).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95972
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo