


Anticuerpo Monoclonal Anti-Bmp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P22004

Número de artículo: CM0012318



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-BMP6 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en desarrollo óseo, metabolismo del hierro y señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BMP6 Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	654
GeneID	654
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22004
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo