

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bnip3L Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60238

Número de artículo: CM0028346

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BNIP3L (NIX) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BNIP3L en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y control de calidad mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BNIP3L pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NIX; BNIP3a; BNIP3L
Especie	Humano
GenelD (Humano)	665
GenelD	665
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 95-180 del BNIP3L humano (NP_004322.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60238
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo