

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Bnp Para Wb, Elisa - P16860

Número de artículo: CM0007460



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra BNP humano (Iso-ANP), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación cardio-renal y de péptidos natriuréticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BNP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BNP; Iso-ANP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4879
ID de Gen	4879
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 35-134 del BNP humano (NP_002512.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16860
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo