

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Brrf2 Para Wb, Elisa - P03210

Número de artículo: CM0024054

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína del tegumento BRRF2 del virus de Epstein-Barr, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada humana. Ideal para el estudio de la evasión inmune viral y la inhibición de la separación de fases cGAS-ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BRRF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Proteína del tegumento BRRF2; BRRF2
Especie	Virus de Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4)
GenID	3783729
Inmunógeno	Proteína recombinante de BRRF2 del virus de Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P03210
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo