

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Bsu1 Para Wb Y Elisa - Q9Lr78

Número de artículo: CM0023021

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a BSU1 de Arabidopsis thaliana, un regulador positivo de la señalización de brasinosteroides. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para la investigación de la señalización de hormonas vegetales y el desarrollo del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo BSU1
Observaciones/Alias	BRI1 SUPPRESSOR 1; F21B7.7; BSU1
Especie	Arabidopsis thaliana
ID de Gen	838804
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 694-793 de BSU1 de Arabidopsis thaliana (NP_171844.6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9LR78
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo