

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Btn2A1 Para Wb Y Elisa - Q7Kyr7

Número de artículo: CM0016404



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la butirofilina subfamilia 2 miembro A1 (BTN2A1) humana. Adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios de receptores de superficie celular y expresión tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	BTN2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BTFL1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Especie	Humana
ID del gen	11120
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-240 de la BTN2A1 humana (NP_510961.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q7KYR7
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo